



medic T02 AET-R161

USER'S MANUAL



Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku NENO MEDIC T02. Přístroj, který jste si zakoupili, je bezkontaktní infračervený termopoměr pro opakované použití. Přístroj se může používat stejně jako v domácnosti tak i lékařskými odborníky. Termopoměr měří tělesnou teplotu dospělých a dětí starších než 3 měsíce. Před použitím přístroje si tuto příručku pozorně přečtěte a uschovejte ji na dostupném místě.

● 1. ÚVOD

1. Vysouváte zařízení sami, abyše pochopili, jak to funguje.
2. Aby se zabránilo ovlivnění měření, měl by být termopoměr před provedením měření udržován při pokojové teplotě (16-35 °C) po dobu nejméně půl hodiny.
3. Očeká, jejíž teplota se měří, by měla být před provedením měření v místnosti, kde převládá pokojová teplota po dobu nejméně 20 minut.
4. Po fyzickém cvičení počkejte 30 minut před provedením měření teploty.
5. Očtěte pokožku, jejíž teplota se měří, a ujistěte se, že vlasů nezakrývá senzor čela subjektu.
6. Pokud provádíte více měření za sebou, počkejte 5 sekund mezi měřeními a odečtěte je z různých vzdáleností, abyse dosáhli co nejvyšší měřicí přesnosti.
7. Před každým měřením se ujistěte, že senzor není znečištěn.
8. Standardní tělesná teplota u dospělých i dětí je asi 36,6 stupňů Celsia. Pokud je naměřená teplota určitě vyšší, obraťte se na lékaře.

● 2. PŮSOBOU POUŽITÍ

- Termopoměr měří teplotu čela osoby a působí ve vzdálenosti 1,5 cm až 5 cm.
1. Zapněte termopoměr stisknutím tlačítka **!** Když uslyšíte pípnutí a na displeji se zobrazí **---** °C, je jednotka připravena k použití.
 2. Umístěte termopoměr do vhodné vzdálenosti od čela měřené osoby tak, aby senzor směřoval k čelu. Stiskněte **!** a vyklepejte chvilku, dokud neuslyšíte keřné pípnutí. Na displeji se zobrazí stažené měření teploty. Pokud chcete provést mnoho testů za sebou, počkejte mezi měřeními 5 sekund. Tento postup lze mnohokrát opakovat.
 3. Chcete-li přístroj vypnout, podržte **!** po dobu asi 5 sekund. Po jedné minutě se termopoměr automaticky vypne.
 4. V případě, že měření je nižší než 32 °C, na displeji se zobrazí „LO“ a termopoměr vysílá dva signály.
 5. V případě, že měření je vyšší než 37,8 °C, termopoměr vysílá šest signálů.
 6. V případě, že měření je vyšší než 42,2 °C, na displeji se zobrazí „HI“ a termopoměr vysílá dva signály.

● 13. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Zařízení ME je přizpůsobeno pro použití v domácnosti a podobných prostředích pro účely zdravotní péče.

Upozornění: zařízení nespouštějte v blízkosti magnetorefrenčních chirurgických zařízení nebo v zbytkech z magnetického rezonanci s RF štěněním, protože v těchto místech je velké množství elektromagnetických pomuch.

Poznámka: používání přístroje v blízkosti jiného zařízení může vést k nepřesnostem měření a je třeba se jim vyhnout. Pokud je použito dvou zařízení v blízkosti druhého nevhodně, měla by být obě zařízení pečlivě sledována, aby se zajistilo, že fungují správně.

Pokud existuje: seznam všech kabelů a maximální délky kabelu (je-li k dispozici, převodník a dalšího příslušenství, které jsou odpovědnou organizací Vyměnitelné a které mohou ovlivnit soulad s normami zařízení ME nebo systému ME s požadavky stanovenými v bodě 7 (mimo jiné) bodě 8 (jednotlivě). Příslušenství lze specifikovat obecně (např. stříbrný kabel) nebo specificky (např. s uvedením výrobce a typu zařízení).

Pokud existuje: fungování zdravotnického zařízení nebo zdravotnického systému bylo definováno jako základní výkon a popis změny, které může provzroznat znečistění, pokud je základní výkon narušen poruchami EM (není třeba zmatovat, pokud není základní výkon).

1. Všechny nezbytné pokyny pro zachování základní bezpečnosti a základního výkonu s ohledem na poruchy EM po dobu očekávané životnosti zařízení.
2. Pokyny a prohlášení výrobce elektromagnetické emise a odolnosti.

Table 1

Pokyny a prohlášení výrobce elektromagnetické emise	
Emission test	Standard met
RF emissions CISPR 11	Group 1
RF emissions CISPR 11	Class B
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	N/A
Voltage fluctuations/ Flicker emissions IEC 61000-3-3	N/A


● 3. ZMĚNA MĚRNÝCH JEDNOTEK

1. Chcete-li změnit měnou jednotku z Celsia na Fahrenheit, podržte tlačítko **!** po dobu 10 sekund, zatímco je termopoměr vypnutý, dokud se na displeji nezobrazí **---** °C. Stisknutím [!] změníte jednotku měření. Termopoměr se automaticky vypne po 4 sekundách.

● 4. MĚŘENÍ ULOŽENÁ V PAMĚTI


1. Ujistěte se, že je termopoměr vypnutý.
2. Podržení **!** po dobu 4 sekund aktivuje režim paměti. Zobrazí se poslední měření provedené termopoměrem.
3. Stisknutím tlačítka **!** můžete přepínat mezi měřeními uloženými v paměti. Čím vyšší je číslo zobrazené před teplotou, tím starší je měření.
4. Termopoměr může zobrazit 32 posledních měření.
5. V paměťovém režimu se termopoměr vypne po 12 sekundách nečinnosti.

● 5. POPIS ZAŘÍZENÍ



● 6. POPIS FUNKCE DISPLEJE

1. **MÍSTO MĚŘENÍ** - naznačuje místo, ze kterého by mělo být provedeno měření teploty (čelo pacienta)
2. **NAMĚŘENÁ TEPLOTA** - ukazuje měření teploty po jejím provedení
3. **JEDNOTKA TEPLoty** - ukazuje, zda je teplota měřena ve stupních Celsia nebo Fahrenheitů
4. **INDIKÁTOR BATERIE** - objeví se, když jsou baterie téměř vybité, a připomíná Vám, abyste je vyměnili
5. **INDIKÁTOR ZÁPISU V PAMĚTI PŘÍSTROJE** - ukazuje, že aktuálně kontrolované měření je archivováno uložené v paměti zařízení



● 7. VYMĚNA BATERIE

1. Když se na displeji zobrazí indikátor baterie okamžitě vyměňte baterie za nové.
 2. Zafixujte palcem na kryt prostoru pro baterie a přesuňte jej tak, aby se vytvořila mezera mezi přírůdky a krytem zařízení.
 3. Vyfákněte kryt směrem nahoru a na bok tak, abyste ho snadno vytáhli.
 4. Vyměňte staré baterie a vložte dvě nové baterie AAA. Dávejte pozor na označení polarity, abyste je nevložit opačně.
 5. Nasaďte kryt baterie zpět na své místo.
- Poznámka:** Baterie ze zařízení vyberte, pokud je nebudete delší dobu používat. Baterie likvidujte pouze v nádobách, které jsou speciálně určeny pro tento účel.

● 8. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

1. Nepoužívejte termopoměr v místnostech, kde je teplota nižší nebo vyšší než 35 °C nebo kde je vlhkost nižší než 15% RH nebo vyšší než 80%RH. Tyto podmínky mohou způsobit chyby měření.
2. Nevystavujte termopoměr teplotám pod -20°C nebo nad 65°C nebo vlhkosti, která je nižší než 15% RH nebo vyšší než 95%RH. Tyto podmínky mohou zařízení poškodit.
3. Pokud je snímací zařízení poškozeno nebo uvolněno, okamžitě kontaktujte servis.
4. Nedotýkejte se senzoru ani ho nefoukejte. To může vést k nesprávným měřením.
5. Neprotavujte vlastní diagnostiku s výslednými měřeními. Pokud se vás výsledky týkají, poraďte se s lékařem.
6. Pokud je snímací znečištěn, jemně jej otřete měkkým materiálem. Čistění senzoru papírovými ručníky nebo toaletním papírem může poškodit a poškodit.
7. Nesprávná instalace baterie v zařízení povede k nadměrnému zahřívání baterie a poškození zařízení.
8. Nevystavujte přístroj lokalitám. Zařízení není vodotěsné.
9. Snímací je vyroben ze speciálního typu skla, který je obtížně poškozen. Pokud zaznamenáte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte prodejce.

10. Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti zapnutého termopomru. Přenosná komunikační zařízení mohou ovlivnit měření lékařských elektronických zařízení.
11. Nepoužívejte zařízení sami a nerozebírejte jej. To bude mít za následek ztrátu záruky.
12. Udržujte termopoměr mimo dosah dětí. Některé části zařízení jsou tak malé, že je dítě může spolknout. Pokud dítě náhodně polkne baterie nebo ochranný film zařízení, okamžitě vyhledejte lékaře.
13. Pokud bylo zařízení upraveno, musí být provedeny příslušné zkontroly, aby se zajistilo, že zařízení funguje správně. Pokud se vyskytnou problémy, okamžitě se obraťte na servis.
14. Pokud existuje teplotní rozdíly mezi místnostmi, kde je termopoměr uložen, a místnosti, kde se provádí měření, ujistěte se, že je termopoměr uchovávan nejméně 30 minut v měřicí místnosti před provedením prvního měření. To pomůže vyhnout se nesrovnalostem.
15. Zařízení nevyžaduje pravidelnou kalibraci. V případě chyby měření kontaktujte prosím prodejce.
16. Osoba používající termopoměr by se neměla dotýkat termopomru a pacienta současně.
17. Během používání zařízení neudržujte ani nečistěte.
18. Pacient může měřit a vyměňovat baterie podle pokynů v této příručce.
19. Pacient může zařízení udržovat sám

● 9. CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

Hlášení	Problém	Řešení
HI	Teplota nad 42,2 °C	Termopoměr používte pouze za podmínek uvedených v návodu. Pokud chybá přetvářka, obraťte se na servis.
Lo	Teplota pod 32°C	Termopoměr používte pouze za podmínek uvedených v návodu. Pokud chybá přetvářka, obraťte se na servis.
Err	Senzor není připojen	Kontaktujte servis
EE	Paměť EEPROM nefunguje správně	Kontaktujte servis
	Slabé baterie	Vyměňte baterie za nové
EH	Očelní teplota je příliš vysoká	Jděte do místnosti, kde je teplota 16-35°C
EL	Očelní teplota je příliš nízká	Jděte do místnosti, kde je teplota 16-35°C

● 14. ZAŘUČENÍ LIST

Tento výrobek se vztahuje dle článku 24 směrnice. Zaručené podmínky naleznete na <https://neno.pl/gwarancia>

Podrobnosti, kontakt a webovou adresu naleznete na: <https://neno.pl/kontakt>

Specifikace a obsah sady se mohou bez upozornění změnit. Odkazujeme se na případné nepřesnosti.

Společnost KGK Trade prohlašuje, že tento přístroj NANOMedic T02 splňuje vyznamené požadavky směrnice 2014/53 / EU. Znění tohoto prohlášení je k dispozici na internetových stránkách: <https://neno.pl/download/DOC/deklaracija-CE-Neno-Medic-T02.pdf>

Symbol přeškrtnutého koše označuje, že nepoužitelná elektrická nebo elektronická zařízení, jejich příslušenství (např. Napařiče, stříhací stroje) nebo komponenty (například baterie, pokud jsou součástí dodávky) nemohou být likvidovány společně s domovním odpadem. Správná opatření v případě nutnosti likvidace zařízení nebo komponent (například baterie) nebo jejich recyklace spočívá v tom, že zařízení bude umístěno do sběrného místa, kde bude zařízení bezplatně přijato. Likvidace podleňá přepacovanému znění směrnice WEEE (2012/19 / EU) a směrnice o bateriích a akumulátorech (2006/66 / ES). Správná likvidace zařízení zabraňuje degradaci přírodního prostředí, informací o sběrných místech zařízení vydávají příslušné místní úřady. Nesprávná likvidace odpadu je chráněna sankcemi stanovenými právními předpisy platnými v dané oblasti.

Dovozce:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujatek 5b
31-752 Cracow
Poland

EU Authorized Representative:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe).
Address: Effretstrasse 60, 20537 Hamburg, Germany

Manufacturer:
Alic Medical Shenzhen, Inc
Room 410, Building A, 3rd Sub-park, Leibo Zhongcheng Life Science Park, No. 22 Jinsu East Road, Jinsu Community, Kengzi Street, Pingshan District, 518118 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The quality of the product is guaranteed by the TÜV SÜD Product Service GmbH



Last update of the user's manual: 27.09.2021

● 12. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Zařízení ME se mohou objevit následující symbolytermopoměr, nebo na zbytkech sady.

- Označuje informace, které je nutné se naučit, než začnete zařízení používat.
- Postupujte podle pokynů.
- Aplikace dle typu BF
- Upozornění:** Přečtěte si příloženou dokumentaci.
- Nevhazujte produkt do nádoby na směsný komunální odpad. Zlikvidujte výrobek v souladu s pokyny pro likvidaci elektronických zařízení tohoto typu.
- Přípravné obaly by měly být uchovávány mimo dosah dětí.
- Přípravné obaly by neměly být vystaveny slunečnímu záření.
- Označuje stranu přípravného obalu, který by měla směřovat nahoru.
- Obsah přípravného obalu je jemný, s obalem by se mělo zacházet velmi opatrně.
- Označuje teplotní rozsah, ve kterém má být preparativní obal skladován.
- Neionizující elektromagnetické záření
- Neotčáje se.
- LOT Number
- Datum výroby
- Produkt nelze použít po datu uvedeném vedle této ikony.
- Výrobek je odolný vůči pevným předmětům o průměru 12,5 mm nebo více a proti vertikálně padajícím kapkám vody, když je zařízení zvednuto pod úhlem až 15 stupňů.
- Výrobce
- Značka CE: výrobek je v souladu se směrnicí o zdravotnických prostředcích 93/42 / EHS
- Způsobilý nástupce v Evropském společenství.