

# neno®

## medic T05

### YK-IRT2

#### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



**Vážený Zákazníku,**  
Děkujeme, že jste si vybrali Neno Medic T05. Zakoupené zařízení je infračervený teploměr, který měří vaši tělesnou teplotu nebo přestože pomocí senzoru infračervených světelných vln. Před použitím zařízení si přečtěte níže uvedené pokyny.



### 01. BEZPEČNOST

- Nepoužívejte infračervený teploměr jiným způsobem, než je popsáno v příručce. Teploměr je vhodný jak pro domácí použití, tak jako zdravotnický prostředek.
- Neponožte teploměr do vody nebo jiných kapalin. Při čištní zařízení postupujte podle pokynů v části Čištění a skladování.
- Teploměr by měl být skladován na suchém a čistém místě, mimo sluneční světlo. Teploměr funguje nejlépe při teplotním rozsahu 15-40°C a vlhkosti vzduchu v rozsahu 30-85% RH.
- Nedělejte se s ním těsně před měřením prsty.
- Překážky, jako je pot, vlasy, neokovy nebo šatky, mohou snížit naměřenou teplotu. Ujistěte se, že ne narušíte cestu mezi senzorem a hlavou kůže testovaného subjektu.
- Výrobek nepoužívejte. Neopouštějte zařízení ani neprovádějte opravu a úpravy sami.
- Udržujte teploměr mimo silné elektromagnetické pole nebo magnetická pole, abyste zabránili nesprávným měřením.
- Pokud se vyskytnou nějaké problémy, přestaňte zařízení používat a kontaktujte prodejce nebo servís.
- Výrobek ani baterii nevyhazujte do nádoby na směry komunální odpad. Dodržujte zákony týkající se likvidace elektronických zařízení a baterií ve vašem regionu.
- Pokud plánujete zařízení delší dobu nepoužívat, vyjměte baterie ze zařízení, abyste předešli riziku poškození teploměru.
- Nevkládejte do zařízení souše nové a částečně použité baterie. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

### VAROVÁNÍ

- udržujte teploměr mimo dosah dětí.
- Nevyhazujte baterie do ohně.
- teploměr nemůžete nahradit řádně vyšetření a péči prováděnou lékařem.

### 02. VÝZNAMNÝ SYMBOL

Následující symboly naleznete v příručce, na zařízení nebo na obalu zařízení.

	Použít BF dily
	Nevyhazujte výrobek do nádoby na směry komunální odpad. Zlikvidujte výrobek v souladu s pokyny pro likvidaci elektronických zařízení tohoto typu.
	Postupujte podle pokynů pro použití
	Řezání vlhkosti vzduchu zařízení správné práce
	<b>Varování</b>
	Výrobek je odolný vůči prvním předěmům o průměru 12,5 mm nebo větší, které se odvíjejí od jeho pouzdra, a proti vertikálně padajícím kapkám vody, když je zařízení zvednuto pod úhlem až 15 stupňů.
	Připravte obal by měl být suchý
	Značka CE: výrobek splňuje požadavky směrnice 93/42 / EHS
	Připravte obal by neměl být vystaven slunečnímu záření

	Označuje stranu přepravního balíčku, která by měla směřovat nahoru
	LOT číslo
	Datum výroby
	Zpřomocnění zástupce v Evropském společenství
	Výrobce
	Označuje tepelní rozsah, při kterém přepravní obaly by měly být skladovány
	Serial number
	Vypínač

### 03. POPIS PRODUKTU PŘÍRAZOVÁNÍ


The infrared thermometer is used to measure the body temperature on the patient's forehead or measurement object temperature. The device is suitable for both home use and use as a medical device. The thermometer can be used to measure temperature regardless of the age of the test subject.

#### Popis zařízení



- Senzor - bod směrem k testované osobě nebo předmětu.
  - Spouštěč - stisknutím tohoto tlačítka spusťte zařízení a provedete měření.
  - "UP" tlačítko - slouží k zobrazování ukázaných měření.
  - Tlačítko SET - podržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí zvuku zařízení.
  - Tlačítko "stop" - slouží k zobrazení ukázaných měření.
  - Tlačítko režim - stisknutím tohoto tlačítka přepne zařízení mezi režimem měření tělesné teploty a režimem měření povrchové teploty.
  - Displej - zobrazuje provedená měření.
  - Kryt baterie - lze vyjmout a vyměnit baterie v zařízení.
  - Reproduktor
- ZOBRAZIT**
- Režim měření tělesné teploty povlekn
  - Režim měření povrchové teploty povlekn
  - Měření teplota
  - Zvuk zapnuto / vypnuto
  - Varování Před Vybítím Baterie

- Výsledek měření-normální teplota / nízká horečka / vysoká horečka
- Stupně Fahrenheita
- Počet měření v paměti
- Měření se ukládá do paměti
- Ovládací ikona




### PODSVÍCENÍ DISPLEJE

- V závislosti na naměřené teplotě má displej tři barvy podsvícení:
- zelená při >37,5°C
  - žlutá při 37-38,0°C
  - červená při <38,1°C

**Varování!** Nastavení barev nenažádně nic o zdravotním stavu pacienta.

### 04. POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- 1. Instalace baterie**
- sejměte víko přihrádky na baterie pohybem ve směru vyznačeném šipkami.
  - vsuňte dvě baterie AAA dovnitř. Ujistěte se, že póly baterie jsou otáčeny správným směrem.
  - umístěte kryt zpět na místo a stiskněte jej v opačném směru, než je vyznačeno šipkami, abyste uzavřeli prostor pro baterie.



### VAROVÁNÍ

- při umísťování baterie se ujistěte, že jsou jejich póly otáčeny správným směrem.
- Neopouštějte nainstalované baterie mohou poškodit výrobek.
- pokud nebudete výrobek používat delší dobu, vyjměte baterie z výrobku, aby nedošlo k poškození zařízení.
- pokud baterie nebo zařízení vykazují stopy úniku nebo pláskání, okamžitě přestaňte používat.
- neuvhazujte baterie v blízkosti ohně ani je nekládejte do ohně. To může vést k výbuchu.
- nekládejte baterie v místnostech s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí.
- aby nedošlo ke zkratce, neuchovávejte baterie a kovové předměty (například mince nebo klíče) v blízkosti elektrických spoutí.

### 2. Preparation for measurement

- To ensure the highest possible temperature measurement accuracy, follow these instructions: a. When you measure the temperature of a person's forehead, select the "BODY" mode on the thermometer.
- Before measuring, make sure that there is no hair, sweat, cosmetics or clothing on the subject's forehead that could distort the measurement.
- If the body temperature of the test subject differs significantly from that in the room where the measurement is taken, the test subject should wait at least 5 minutes in the measuring room before starting the measurement.
- A cold compress or other methods of cooling the forehead for people with fever will make the measured temperature lower than the actual temperature.
- The temperature in the room where the measurement is performed should be stable. Do not measure in rooms with high airflow, such as rooms cooled with fans or air conditioning.
- The thermometer should be kept in the room where the measurement is made. If the thermometer has been brought in from another room, leave it in the measuring room for at least 20 minutes before measurement.
- Do not expose the infrared thermometer to strong sunlight.
- When measuring, aim the thermometer at the center of the test subject's forehead, above the eyebrows. Keep the thermometer at a distance of 1 cm from the subject's forehead. When you press the "trigger" of the thermometer, the temperature measurement will be shown on the display screen.

### 3. Provození měření

- zaměřte směrem teploměru na čelo osoby, jejíž teplotu chcete měřit, nebo na objekt, jehož teplotu chcete měřit. Změřte spouště. Přístroj provede diagnostiku systému při spuštění, takže až dvě sekundy před měřením bude displej vypadat takto:



- Po provedení diagnostiky zařízení uslyšíte signál "připnut" (pokud je zapnutý zvukový efekt), což znamená, že měření je správně provedeno. Na displeji se zobrazí výsledek měření teploty.

### Varování:

- REŽIM TĚLA:** pokud je naměřená teplota vyšší než 37,6°C, LCD displej žlutě. Pokud je naměřená teplota vyšší než 38,1°C, LCD displej zčervene a ze zařízení zničí tři poplaské signály. Po provedení pěti měření v rychlém sledu počkejte nejméně 20 sekund před dalším měřením, abyste se ujistili, že je měření je přesné.

### 4. Změňte režim měření

- Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko MODE pro změnu režimu měření mezi měřením tělesné teploty a měřením povrchové teploty. Režim měření teploty se používá k měření teploty lidského těla.

### 06. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Nedotýkejte se ani nešlechte na snímač, zařízení prsty nebo jinými předměty.
- K mytí používejte teploměr pouze 75% alkoholový tampón. Nedotýkejte se do teploměru čistícími prostředky. K čištní přístroje nikdy nepoužívejte šetrné látky, rozpouštědla ani leziva. Nepoužívejte výrobek pod vodu nebo jiné kapaliny.
- Udržujte teploměr na suchém místě, mimo dosah prachu, nečistot, vlhkosti, vysokých teplot a přímého kontaktu se slunečním světlem.

### 07. TYPICKÁ TEPLOTA LIDSKÉHO TĚLA

- Lidské tělo je komplexní biologický systém a teplotní rozsah, který je považován za "normální", do značné míry závisí na tom, jakou část těla měříme, a na faktorech, jako je věk, pohyblivost, bava může nebo může být. Teploměr se používá k měření tělesné teploty z čela testovaného subjektu. Teplota těla zdravotního člověka se bude pohybovat od 34,7 °C do 37,8 °C, tělesná teplota žen je vyšší než u mužů až o 0,3°C. Kromě toho se tělesná teplota jen zvyšuje o dalších 0,3-0,5°C během ovulace.

### 08. SPECIFIKACE

<b>Režim Měření:</b> Tělo (tělo), povrch (povrch)
<b>Měření jednotky:</b> stupně Celsia (°C) nebo Fahrenheit (°F)
<b>Pracovní teplota:</b> 16-35 °C
<b>Vlhkost pracovního prostředí:</b> 15-80 %
<b>Skldovací teplota:</b> -20 až 55 °C
<b>Výška:</b> 15-49 mm
<b>Značka Vzdálenost:</b> 15 až 90 mm od body měření
<b>Rozsah měření:</b> 34-43 °C (v režimu těla)
<b>Přesnost měření:</b> +/- 0,2 °C v rozsahu povrchu
<b>Paměť:</b> 7 / - 0,3 °C v jiných rozsazích
<b>Harmonizace:</b> 150x7x16,3 mm
<b>Baterie:</b> 2x AAA (DC 3V)
<b>Automatické vypnutí:</b> Až 10 sekund od poslední aktivity

### 09. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O EUT

Pokyny a prohlášení výrobce-ekologické emise-pro všechna zařízení a systémy

Pokyny a prohlášení výrobce-ekologické emise	
Infračervený teploměr je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel infračerveného teploměru by se měl ujistit, že je používán v takovém prostředí.	
<b>Zkouška emisí</b>	<b>Dodržování</b>
RF emise CISPR 11	Group 1
RF emise CISPR 11	Class B
Harmonizace emise IEC 61000-3-2	N/A
Kolísání napětí/emise blízkí IEC 61000-3-3	N/A

### Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost - pro všechna ZAŘÍZENÍ a SYSTÉMY

Snímače a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost

Infračervený teploměr je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel infračerveného teploměru by se měl ujistit, že je používán v takovém prostředí.

Test imunity	EN 60601 zkoušené úrovně	Úroveň shody
Elektromagnetický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 15 kV vzduch	± 8 kV kontakt ± 15 kV vzduch
Elektromagnetický přechod / výbuch IEC 61000-4-4	± 2 kV pro napájecí vedení ± 1 kV for input/output lines	N/A
Náhodná IEC 61000-4-5	± 1 kV diferenciální režim ± 2 kV běžný režim	N/A
Přelévání napětí, kritická přenosová a změny napětí na vstupních vedeních napájení IEC 61000-4-11	< 5 % U (-95 % dip in U) for 0,5 cycle 40 % U (60 % dip in U) for 5 cycles	N/A
Výkonná frekvence (50/60 Hz) magnetické pole IEC 61000-4-8	70 % U (80 % dip in U) for 25 cycles ± 5 % U (-95 % dip in U) for 5 sec	N/A
Poznamení UT je AC síťové napětí před aplikací zkoušené úrovně.	30 A/m	30 A/m

### Pokyny a prohlášení výrobce-ekologické odolnosti - pro zařízení a systémy, které nepodporují šifry

Infračervený teploměr je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel infračerveného teploměru by se měl ujistit, že je používán v takovém prostředí.

Test imunity	EN 60601 test level	Úroveň shody
Conducted RF	3 Vrms	N/A
IEC 61000-4-6	150 kHz to 80 MHz	N/A


### Zkušební specifikace pro odolnost portu skálové vůči RF bezdrátovým komunikačním zařízením

Zkušební frekvence (MHz)	Band # (MHz)	Service *	Modulation *	Maximum (W)	Vzdálenost (m)	Úroveň Testu (Vrms)
385	380-390	TETRA 400	Pulzní modulace ** 38 kHz	1,8	0,3	27
450	430 - 470	GMSR 460, FRS 460	PM** 5 kHz odchylka	2	0,3	28
710						
745	704 - 787	LTE Band 13, 17	Pulzní modulace ** 217 kHz	0,2	0,3	9
780						
810						
870	800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA IS95, LTE Band 5	Pulzní modulace ** 18 kHz	2	0,3	28
930						
1720						
1845	1700 - 1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE Band 1, 3 4, 25; UMTS	Pulzní modulace ** 217 kHz	2	0,3	28
1970						
2450	2400 - 9570	Bluetooth WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulzní modulace ** 217 kHz	2	0,3	28
5240						
5500	5100 - 5800	WLAN 802.11 a/n	Pulzní modulace ** 217 kHz	0,2	0,3	9
5785						

**POZNÁMKA:** Je-li neobdržíte pro dosažení úrovně zkoušky odolnosti, může být vzdálenost mezi výrobci anténou a zařízením ne nebo systémem se snižena na 1 m. Zkoušená vzdálenost 1 m je povolena IEC 61000-3-2 a u některých skúbnů jsou zahrnuty pouze frekvence uskálové modulace, musí být modulace pomocí 50% signálu číselně vlny pracovního cyklu jako alternativu k FM modulaci lze použít 50% pulzní modulaci při 18 kHz, protože odchylka nepřesahuje skutečnou modulaci, info by se neobjeví případ.

### 10. ZÁRUČNÍ LIST

Táto záručka se vztahuje zánuka 24 měsíců.  
Záruční podmínky naleznete na: <https://neno.cz/gwarancia>  
Podrobnosti, kontakt a webovou adresu naleznete na: <https://neno.cz/kontakt>  
Specifikace o obzohy sděly se mohou bez upozornění změnit. Omilňujeme za případné nepřesnosti.  
Společnost GK Trade poskytl, že tento přístroj Nanoscinetic T05 splňuje výmarné požadavky směrnice 2014/53 / EU. Znění tohoto prohlášení je k dispozici na internetových stránkách: <https://neno.cz/download/DOC/deklaracia-CE-Neno-Medic-T05.pdf>



### Dovozce:

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.  
Ustek 5b  
21-752 Grocwo  
Poland

### EU Authorized Representative:

Profin GmbH  
Brenner, 56, 40239, Düsseldorf,  
Germany

### Manufacturer:

Nano Technology Electronic Science Technology Co., Ltd.  
4F Building C8-40, Jingzhan Road, Economic and Technological Development Zone,  
221000 Suzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Vytvářeno v P. R. C.

Kvalita výrobku je zaručena  
TUV SÜD Product Service GmbH



Poslední aktualizace uživatelské příručky: 08.11.2021