

neno[®]

sente

NÁVOD K POUŽITÍ



Vážený zákazník,
děkujeme Vám za zakoupení výrobku Neno Sente. Kompressorový nebulizátor, který jste si zakoupili, je zdravotnický prostředek používaný k podávání léků, přiděleného nebo předepsaného lékařem do dýchacích cest. Nebulizátor je napájen střídavým proudem 220 V. Přístroj by měl být používán pod dohledem lékaře nebo terapeuta.


Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte níže uvedené pokyny.

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Přístroj smí být používán pouze k účelům uvedených v návodu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené způsobené nesprávným používáním.
- Výrobek není vhodný pro použití u kojenců a novorozenců.
- Nebulizátor NENÍ určen k nebulizaci léků na bázi oleje.
- Kryt přístroje nelze otevřít.
- Přístroj není vhodný k podávání anestetik a nesmí být součástí systému plicní ventilace.
- Přístroj se nesmí používat k podávání léků ve formě suspenze nebo léků s vysokou viskozitou. Kontaktujte lékárnu, která vám daný lék prodala, vám poskytne informace o správném podávání.
- Před každým použitím se ujistěte, že zařízení není viditelně poškozeno. Pokud je přístroj poškozen, přestaňte jej používat a kontaktujte servis.
- Před každým použitím nebulizátoru zkontrolujte přístroj, vzduchový filtr, masku a ostatní zařízení. Znečištěné nebo opotřebované části by měly být vyměněny za nové. novými.
- S obličejovou maskou pacienta se pro účely likvidace po umytí a dezinfekci zachází jako plastovou.
- Výrobek nerozebírejte. Ztratíte tím platnost záruky.
- Přístroj a jeho obal uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud zástrčka zařízení nepasuje do elektrické zásuvky, přestaňte zařízení používat a kontaktujte servis. Nepoužívejte adaptéry ani rozvodky napájení.
- Pokud zařízení nepoužíváte nebo pokud je ponecháno bez dozoru, odpojte jej ze zásuvky.
- Zařízení je v souladu s platnými směrnici EU a je opatřeno označením CE.
- Pokud je rozprašovač používán často, doporučuje se vyměnit přístroj každých 6 měsíců. Pokud se přístroj ucpe, vyměňte jej dříve.
- Přístroj nesmí používat osoby s omezenými fyzickými, mentálními nebo kognitivními schopnostmi nebo osoby, které nemají odpovídající znalosti nebo zkušenosti pro správné používání rozprašovače (včetně dětí). Aby tyto osoby mohly přístroj používat, musí tak činit pod vedením dohledem osoby, která je za ně zodpovědná a která si přečte návod k použití.
- Napájecí kabel přístroje udržujte mimo dosah horlivých povrchů.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Mohly by spolknout malé prvky, které tvoří sadu zařízení.
- Zařízení není vodotěsné. Neumývejte jej pod tekoucí vodou ani jej neponožte do tekutin. Nedotýkejte se zařízení mokřými rukama.
- Pokud zařízení spadne do vody, okamžitě jej odpojte od napájení.
- Nepoužívejte zařízení v místnostech, kde se nacházejí hořlavé plyny, stlačený kyslík nebo jiné hořlavé rozprašovače.
- Rozprašovaný přípravek by se neměl dostat do očí.
- Kapacita nádobky na lék je do 8 ml, tato dávka nesmí být překročena.
- Neblokujte větrací otvory přístroje. Neumísťujte rozprašovač na měkké povrchy, které by mohly blokovat ventilační otvory.
- Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.

- Po použití vždy odstraňte z přístroje nespoležitelné množství léku. Pro každou inhalaci použijte čerstvou dávku léku.
- Přístroj a jeho příslušenství skladujte na suchém místě. Vlhkost může vést ke vzniku bakterií.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah vody. Nepoužívejte zařízení při koupání.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
- Každý pacient by měl mít osobní sadu sestávající z rozprašovače, náustku a masky. To umožňuje udržovat nejvyšší úroveň hygieny u všech pacientů léčených tímto přístrojem.

2. PRVKY SADY



3. OBSAH BALENÍ

- Kompressor
- Nebulizátor
- 2 masky (jedna pro dospělého a jedna pro dítě)
- Náustek
- Vzduchová trubka
- Pět kusů vyměnitelných filtrů
- Uživatelská příručka

4. POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- POZNÁMKA:** Piložené příslušenství je sterilní a používá se pro jednu sterilní inhalaci. Před použitím příslušenství důkladně omýjte vodou jejich dalším použitím. Každý pacient by měl mít osobní nebulizátor, náustek a masku.
- Kompressorový nebulizátor umístěte na rovný, stabilní povrch. Ujistěte se, že na přístroj snadno dosáhnete, když sedíte.
 - Vyměňte příslušenství z brašny
 - Jemně odsroubujte horní část rozprašovače proti směru hodinových ručiček, abyste jej rozebrali.
 - Ujistěte se, že je na dně nádobky plastový kužel. Do nádobky nalijte přidělenou dávku léčiva.
 - Vložte horní část nebulizátoru do nádobky. Ujistěte se, že díly do sebe dobře zapadají. Opatrně sešroubujte části nebulizátoru otočením k sobě horní části nebulizátoru ve směru hodinových ručiček.
 - Vypínače napájení a krytu filtru se můžete dočkat, pokud je doba kontaktu kratší než 10 sekund.
 - Připojte jeden z konců hadičky k rozprašovači.
 - Druhý konec trubice připojte k určenému konektoru trubice mezi tlačítkem napájení a vzduchovým filtrem.
 - Připojte k nebulizátoru náustek a obličejovou masku zvolené velikosti.
 - Zapojte přístroj do elektrické zásuvky. Předtím se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
 - Stisknutím vypínače zapnete přístroj a zahájíte terapii.
 - Po ukončení terapie zařízení vypnete a odpojte jej od elektrické zásuvky.

POZNÁMKA: Motor kompressoru je vybaven tepelnou ochranou, která vypne zařízení dříve, než se může přehřát. Pokud se zařízení vypnuo vypne samo od sebe:

- Vypněte zařízení.
- Odpojte zařízení ze zásuvky.
- Před dalším použitím počkejte 30 minut. Ujistěte se, že větrací otvory přístroje nejsou ucpané.

Obat se zařízení nespustí, zkontrolujte, zda je zapojeno do sítě. Pokud zařízení po připojení k napájení nadále nefunguje, obraťte se na autorizovaný servis.

8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení:	AC 220 V 50 Hz
Spotřeba energie:	180V A
Kapacita nádobky na léky:	2 - 8 ml
Velikost částic:	1 up to 5 um
MMAD:	3.2 um
Hladina hluku:	= < 70 dBA
Množství rozprašované tekutiny:	>= 0,15 ml/ min
Rozsah provozního tlaku:	80 up to 120 kPa
Průtok vzduchu:	>= 5 l/ min
Provozní teplota:	10 - 40 °C
Provozní atmosférický tlak:	860 - 1060 hPa
Teplota skladování:	-20 up to 55 °C
Skladovací atmosférický tlak:	500 - 1060 hPa
Skladovací/provozní vlhkost vzduchu:	15 - 93 % RH
Rozměry (kompressor):	170x150x87.5 mm
Hmotnost (kompressor):	1150 g
Hmotnost (kompletní sada):	1240 g
Délka vzduchové trubice:	1538 m

9. ZÁRUČNÍ KARTA


Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční podmínky naleznete na adrese: <https://neno.pl/gwarancja>.

Reklamacje je třeba nahlašit pomocí reklamčního formuláře, který se nachází na adrese: <https://neno.pl/kontakt>.

Specifikace a obsah sady se mohou změnit bez předchozího upozornění. Omlouváme se za případné nepřesnosti.

Společnost KGK Trade prohlašuje, že toto zařízení Neno Sente splňuje významné požadavky směrnice 2014/53/EU.

Text tohoto prohlášení naleznete na webových stránkách: <https://neno.pl/download/DOC/deklaracja-CE-Neno-Sente.pdf>.



EU Authorized Representative:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),
Address: Eiffeltstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Manufacturer:
SHENZHEN URION TECHNOLOGY CO., LTD Floor 4-6th
of Building D, Jiale Science & Technology Industrial Zone, No. 3,
Chuang Wei Rd., Heshuikou Community, Ma Tian St.,
Guang Ming New Dist., 518106 Shenzhen, China.

Kvalita výrobku je zaručena
TÜV SÜD Product Service GmbH



Poslední aktualizace uživatelské příručky: 27.10.2021

Importer:
KGK TRADE sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B,
31-752 Cracow, Poland

Made in P.R.C.



www.neno.pl
Inspired by Children,
designed by Parents

Tabulka 1

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetické emise	
Emisní test	Standard splněn
RF emise CISPR 11	Skupina 1
RF emise CISPR 11	Třída B
Harmonické emise IEC 61000-3-2	N/A
Kolísání napětí/emise filtru IEC 61000-3-3	N/A

Tabulka 2

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost		
Test imunity	IEC 60601-1-2 Úroveň testu	Úroveň dodržování předpisů
Elektrostatické (ESD) IEC 61000-4-2	+/- 8 kV kontakt +/-2 kV +/-4 kV, +/-8kV, +/-15kV vzduch	+/- 8 kV kontakt +/-2 kV +/-4 kV, +/-8kV, +/-15kV vzduch
Rychlé elektrické přechodový/výskusný stav IEC 61000-4-4	Napájecí kabely: +/- 2kV Vstupní/výstupní kabely: +/- 1kV	N/A
Výkyvy IEC 61000-4-5	Rádekový k řádku(ům): +/- 1kV Vedení k zemi: +/- 2kV Opakovací frekvence 100 kHz	N/A
Poklesy napětí, zkrat přerušování a napětí kolísání napětí v napájení kabelů IEC 61000-4-11	0% 0.5 cyklu Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 275° a 315° 0% 1 cyklus A, 70% 25/30 cyklů jednofázové; při 0 0% 300 cyklů	N/A
Magnetické pole frekvence IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
Vedené rádío frekvence IEC 61000-4-6	150kHz až 80MHz: 3Vrms 6Vrms (v ISM a amatérských rádiových pásmech) 80% Am na 1kHz	N/A
Vyzařování rádío vlny IEC 61000-4-3	10 V/m80 MHz - 2,7GHz80% AM při 1kHz	10 V/m 80MHz - 2,7GHz 80% AM at 1kHz
POZNÁMKA: Ut je napětí střídavé síte před použitím zkušební úroveň.		

Tabulka 3

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost						
Test frekvence (MHz)	Kapeta (přijí)	Služba	Modulace	Modulace (W)	Maximální šířka (MHz)	Měření odstupňová (dBm)
385	380-390	TETRA 400	Pulsní modulace 18Hz	1,8	0,3	27
450	380-390	GMSR 460, FRS 460	FM +/- 5 kHz deviation 1 kHz sine	2	0,3	28
710 745 780	704-787	LTE band 13, 17	Pulsní modulace 217 Hz	0,2	0,3	9
810 870 930	800-960	CSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, LTE Kapela 5	Pulsní modulace 18Hz	2	0,3	28
1720 1845 1970	1700-1990	EDMA 1900, DECT, LTE Band 1, 3, 4, 5, UMTS	Pulsní modulace 217Hz	2	0,3	28
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE pásma 7	Pulsní modulace 217Hz	2	0,3	28
5240 5240 5785	5100-5800	WLAN 802.11 a/n	Pulsní modulace 217Hz	0,2	0,3	9

Vyznačené rádiové vlny IEC 61000-4-3 (okrajová specifikace pro ENCLOSURE PORT IMMUNITY k RF bezdrátovým komunikačním zařízením).