

nenoTM

inspired by Children,
designed for Parents.



medic T02

TERMOMETR BEZDOTYKOWY



czytelny
wyświetlacz



szybki
pomiar



nowoczesny
design

dziecinnie proste

Z NENO MEDIC T02 MOŻESZ BEZPIECZNIE I ŁATWO ZMIERZYĆ TEMPERATURĘ CIAŁA MAŁEGO DZIECKA. WYCELUJ SENSOR W CZOŁO TWOJEJ POCIECHY I NACIŚNIJ PRZYCISK, A POMIAR POJAWI SIĘ NA WYŚWIETLACZU URZĄDZENIA



technologia podczerwieni

NENO MEDIC T02 WYKORZYSTUJE TECHNOLOGIĘ
PODCZERWIENI. URZĄDZENIE BEZDOTYKOWO
ODBIERA FALE PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO
I OKREŚLA NA ICH PODSTAWIE TEMPERATURĘ CIAŁA.





profesjonalny pomiar

NENO MEDIC T02 IDEALNIE NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH. PRODUKT JEST ZAREJESTROWANY W URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH.



nowoczesny design

JEDEN PRZYCISK, CZYTELNY WYŚWIETLACZ
I LEKKA OBUDOWA SPRAWIAJĄ,
ŻE TERMOMETR NENO MEDIC T02 JEST
WYJĄTKOWO WYGODNY W UŻYCIU.



szybki pomiar

UŻYTKOWANIE TERMOMETRU NENO MEDIC T02 JEST NIESAMOWICIE PROSTE. WYSTARCZY UMIEŚCIĆ CZUJNIK URZĄDZENIA W ODLEGŁOŚCI 1,5-5 CM OD CZOŁA OSOBY BADANEJ I NACISNĄĆ PRZYCIŚK. NENO MEDIC T02 WYKONA POMIAR W MGNIENIU OKA.

nenno[®]

medic t02

TERMOMETR BEZDOTYKOWY

Miejsce pomiaru:	Czoło
Odległość pomiaru:	1,5 - 5cm
Zakres pomiaru:	Temperatura ciała 32,0°C ~ 42,2°C (89,6°F ~ 108°F)
Dokładność pomiaru:	± 0,2°C (35,0°C - 42,0°C) / 0,4°F (95,0°F - 107,6°F)
Jednostki pomiaru:	Stopnie Celsjusza (°C) lub stopnie Fahrenheita (°F)
Pamięć:	32 pomiary
Alert temperatury:	Tak, 38°C, sygnalizacja dźwiękowa
Zasilanie:	DC3V Baterie AAx2 - brak w zestawie
Automatyczne wyłączenie:	Po 1 min braku aktywności
Temperatura pracy:	16,0°C ~ 35,0°C
Wilgotność względna:	15 - 80%
Temperatura przechowywania:	-20°C ~ 55°C
Wilgotność przechowywania:	15 - 93%
Wymiary:	150x36x18 mm
Waga:	51g

