

INNOWACYJNY POJEMNIK NA LEKI

Neno Bene do produkcji aerozolu wykorzystuje drgania specjalnej siateczki, która rozbija wodę z lekiem na parę wodną o cząsteczkach wielkości 1 - 5µm. Innowacyjny kształt pojemnika, który doczepia się do maski, zapewnia większą wydajność i wykorzystanie leku do ostatniej kropli. To wymienna część nebulizatora. Trzy maski wykonane są z elastycznego tworzywa, które dopasowują się do kształtu twarzy. Maski łatwo utrzymać w czystości, wystarczy je umyć w letniej wodzie z niewielkim dodatkiem delikatnego detergentu, osuszyć i schować do dedykowanego woreczka Neno.

